


50-1250 µl Pipettenspitze XL

732016 | 732036

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	50 – 1250 µl XL
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	Lose im Beutel
Qualität	Fertigung unter Reinraumbedingungen der Klasse 8 gemäß ISO 14644-1




50 – 1250 µl Pipettenspitze XL

732116 | 732217



PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	50 – 1250 µl XL
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14 644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**




* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml

50 – 1250 µl Pipettenspitze XL

732136 | 732236



PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	50 – 1250 µl XL
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Steril gemäß ISO 11137, Frei von ATP



* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml